

neurotens



Neurotens es un práctico dispositivo para el alivio del dolor agudo y crónico, diseñado para su uso en el hogar bajo la supervisión de un médico (migrañas, neuralgia, dolor postraumático).

Gracias a sus reducidas dimensiones se puede llevar a cualquier parte, bien en el bolsillo, o mediante su práctico clip para cinturón.

El término "TENS", viene de "Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation" (Estimulación eléctrica transcutánea del nervio). Con esta técnica, se aplican impulsos eléctricos cortos a la zona dolorida para activar los sistemas inhibidores del dolor del propio organismo. El uso de neurotens es sencillo y seguro y carece de efectos secundarios. Además, puede ayudar a reducir o incluso eliminar el uso de analgésicos.

El uso de electrodos autoadhesivos y cables altamente flexibles asegura una aplicación rápida y eficaz en el cuerpo del paciente. La sensación producida sobre la piel del paciente es muy agradable, gracias a la total ausencia de componentes DC y a la modulación automática de pulso y frecuencia. La intensidad de los dos circuitos eléctricos disponibles se puede ajustar por separado.

La unidad dispone de tres programas de tratamiento con diferentes rangos de frecuencias, para poder elegir el más adecuado a cada caso.

Alimentación:	Pila de 9V
Salidas/canales:	2, ajustables por separado
Intensidad:	0 - 100 mAPP
Forma de onda:	asimétrica, pulsos de onda cuadrada bifase
Frecuencia:	Programa 1: 2-30 Hz
(modulación automática)	Programa 2: 2-150 Hz
	Programa 3: 30-150 Hz
Amplitud de pulso:	150 -300µs
Clase de equipo:	II según la MDD
Peso:	150 g (incl. Pila)
Garantía:	Unidad: 24 meses

Las especificaciones técnicas pueden variar sin previo aviso.

gbo Medizintechnik AG
Kleiststrasse 6
D-64668 Rimbach
Alemania

Tel.: +49(0)6253/808-0
Fax: +49(0)6253/808-245
e-mail: info@gbo-med.de
internet: www.gbo-med.de